

Tipps zum richtigen Umgang mit Superabsorbent

Superabsorber sind hochwertige Produkte mit besonderen Eigenschaften, zu denen in erster Linie das Absorbieren von Wasser gehört. Daher sollte der Superabsorber nur für diesen Bereich genutzt werden. Dabei soll mit dem Superabsorber sorgfältig umgegangen werden.

- ❖ Beim Umgang mit dem trockenen Superabsorber soll die Bildung von Staub vermieden werden. Das Einatmen von Superabsorber-Staub kann zu unangenehmer Trockenheit im Nasen-Rachenraum führen.
- ❖ Eventuell verschüttetes Produkt bitte trocken zusammenkehren und mit dem Hausmüll entsorgen. In Kontakt mit Wasser bildet der Superabsorber ein Gel, und es besteht Rutschgefahr. Gequollenes Gel kann auch mit dem Hausmüll entsorgt werden; kleine Mengen können mit viel Wasser in den Abfluss entsorgt werden.
- ❖ Die versehentliche Aufnahme von Superabsorbent in den Mund und eventuelles Verschlucken ist unbedenklich. Man kann Wasser zum Ausspülen des Mundes und zum Trinken nehmen, um das trockene Gefühl im Mund- und Rachenraum zu vermindern. Erbrechen ist unnötig und sollte vermieden werden.
- ❖ Eventuell in die Augen gelangter Superabsorber kann mit viel Wasser ausgespült werden.
- ❖ Bitte nach Beendigung der Experimente die Hände waschen und den Arbeitsplatz sauber hinterlassen.
- ❖ Der Superabsorber soll nur in der Originalflasche mit dem entsprechenden Etikett gelagert werden.